
inFace RF Beauty Instrument
Korisničke upute



Funkcija

InFace RF Beauty je siguran, učinkovit i prikladan profesionalni instrument koji daje stvarne, vidljive i trenutne efekte. Kao instrument za kućanstva, svojom radiofrekvencijskom tehnologijom koja se može usporediti s profesionalnim kozmetičkim salonom. InFace RF Beauty Instrument usredotočen je na korištenje 6-polne radiofrekvencije male snage za prodiranje kroz sloj dermisa, pozicioniranje, zagrijavanja tkiva i poticanje dermalne aktivnosti kako bi se postiglo sljedeće: 1. Djelovanje na sloj dermisa kože, na plitke bore; 2. Regeneraciju potkožnog kolagena i stvarati novi kolagen za smanjenje bora, održavanje kože čvrstom te učinkovito usporavanje starenja kože

Napomena: Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik.

Sigurnosne upute

Prije uporabe bilo koje elektroničke opreme potrebno je poštivati sva upozorenja i sigurnosne mjere opreza. Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može uzrokovati opekline ili oštećenje kože.

Upozorenja
Važno!

1. Ne koristite instrument za očne kapke, usne, uši itd.
2. Zabranjeno je korištenje instrumenta za druge svrhe osim za osnovne namjene.
3. Instrument se puni samo originalnim kabelom za punjenje.
4. Ne rastavljajte i ne modifikujte instrument sami.
5. inFace RF beauty instrument je samo za vanjsku upotrebu.
6. Čuvati izvan dohvata djece.
7. Držite ruke potpuno suhe tijekom rada s instrumentom.
8. inFace RF kozmetički instrument mora se koristiti prema uputama.

Nije prikladno za korštenje u sljedećim uvjetima:

1. Osobe ispod 18 godina.
2. Ljudi sa srčanim bolestima, koronarnom bolesti srca, bolestima štitnjače, bolestima živčanog sustava, visokim krvnim tlakom, dijabetesom, glaukomom, osjetljivi na struju
3. Ljudi koji su imali ili trenutno imaju rak, osobito rak kože
4. Osobe sa elektroničkim uređajima kao što su slušni aparati, pacemakeri ili unutarnji defibrilatori;
5. Osobe u teškim popratnim stanjima kao što su bolesti srca;
6. Trudnica, dojilje ili žene s menstruacijom;
7. Osobe sa tumorom, abnormalno zacjeljivanje rana;
8. Osobe na hormonskoj terapiji;
9. Osobe s oslabljenim imunološkim sustavom uzrokovanim imunosupresivnim bolestima, poput AIDS-a, ili uzimaju imunosupresivne lijekove;
10. Molimo konzultirajte se s liječnikom nakon bilo koje upotrebe
11. Ako na mjestu njege postoji bilo koja bolest potaknuta toplinom, poput recidivirajućeg jednostavnog virusa herpesa;
12. Ako na mjestu njege ima bilo koje kožne bolesti poput čireva, osipa itd.
13. Ako na mjestu njege postoje ozbiljne lezije, hiperplazija ožiljaka, upale i druge lokalne lezije;
14. Ako na mjestu njege postoje ozbiljne opekline od sunca;
15. Ako na mjestu njege u roku od tri mjeseca postoji lasersko pomlađivanje, kemijsko pomlađivanje ili zacjeljivanje rana;
16. Ako je na mjestu njege trajno punilo, plastika, silika gela itd
17. Ako je na mjestu njege privremeno punilo, poput hijaluronske kiseline i botulina. Molimo prvo se posavjetujte sa svojim liječnikom;

Napomena: Ako imate bilo kakvih sumnji u vezi s mogućim nuspojavama, obratite se korisničkoj službi ili liječniku prije korištenja inFace RF kozmetičkog instrumenta.


Oprez
Važno!

1. Ne koristite instrument za štitnjaču ili limfna područja;
2. Ne koristite instrument za grlo, očne jabučice, uši, gornje kapke, sljepoočnice;
3. Pažljivo rukujte instrumentom za područja tanke kože i raspodijeljenih krvnih žila, poput kutova očiju, čela, vrata, usta i tibije;
4. Osobama s osjetljivom kožom preporučuje se uporaba niske razine;
5. Unutar jednog sata prije uporabe instrumenta nemojte koristiti zapaljive tekuće proizvode za njegu kože poput alkohola, acetona, parfema, dezinficijensa itd;
6. Ako tijekom uporabe osjetite bilo kakvu nelagodu, odmah prestanite i obratite se liječniku;
7. Ne čistite instrument izravno mokrom krpom ili tekućinom, nježno ga obrišite mekom, suhom pamučnom krpom bez vlakana ili alkoholnom maramicom
8. Prilikom rada s instrumentom, stup bi trebao biti u bliskom dodiru s kožom;
9. Mogu se odabrati različiti stupnjevi prijenosa, viši položaj daje veću snagu i bolji učinak; odaberite odgovarajući položaj u skladu s tolerancijom temperature kože;
10. Gel treba koristiti na mjestu za njegu. Korištenje instrumenta na suhoj koži uzrokuje opekline. Tijekom rada stalno dodavajte gel. Ako gel na koži nije dovoljan, učinak će se smanjiti;
11. Nakon rada preporučuje se umivanje lica hladnom vodom;
12. Prije rada skinite kontaktne leće, metalne ukrase i proteze;
13. Ne odlažite i ne koristite instrument na mjestima s jakim magnetskim poljima i električnim valovima, na mjestima s visokom vlagom i prašinom, poput

kupaonica i kuhinja, ili na mjestima s visokim temperaturama. Odlaganje instrumenta pod ekstremnim temperaturama i uvjetima može uzrokovati oštećenje materijala kućišta i smanjiti njegov vijek trajanja;
14. Nemojte udarati, kuckati ili tresti instrument;
15. Nakon uporabe, očistite instrument na vrijeme. Prilikom čišćenja instrumenta prvo isključite napajanje. Za čišćenje instrumenta preporučuje se alkoholna maramica, nemojte koristiti organska otapala poput benzina ili razrjeđivača za čišćenje.

Pakiranje


1. Aparat MS6000
2. Kabel za punjenje
3. Korisničke upute




Naziv	inFace RF Beauty Instrument
Model	MS6000
Dimenzije	154 x 63 x 39 mm
Težina	cca 125 g
Baterija	1500 mAh
Napon	DC 3.7 V
Struja	1000 mA
Snaga	8 W
Stanje mirovanja	< 3 mA
Frekvencija	1 M Hz
Punjenje	USB DC 5 V
Struja punjenja	600 mA
Vrijeme punjenja	cca 2.5 h
Vrijeme rada	< 60 min
Radna temperatura	0°C - 40°C
Materijal	Titanijumska glava, ABS, PC, Silikon

Način rada

1. Pritisnite i držite tipku 1,5 sekundu za uključivanje uz zvučni signal.
2. Kratko pritisnite tipku za prebacivanje tri razine snage, visoke-srednje-niske, sa zvučnim signalom i bijelim LED indikatorom
3. U uključenom stanju, pritisnite i držite tipku 1,5 sekundi da biste ga isključili, uz zvučne signale.
4. S inteligentnom funkcijom mjerenja vremena, instrument se može automatski isključiti nakon 10 minuta kada je uključen.
5. Kad je instrument uključen i glava ne dodiruje kožu 10 sekundi, tri LED diode će treperiti 30 sekundi, a zatim će se instrument automatski isključiti.
6. S automatskom memorijskom funkcijom, instrument može automatski pohraniti zadnju razinu upotrebe kao zadanu za sljedeće pokretanje.



Pritisnite i držite tipku



Tri razine snage

Savjeti

1. Očistite lice prije korištenja instrumenta.
2. Gel treba koristiti s RF kozmetičkim instrumentom. Prije uporabe, mjesto za njegu treba prekriti gelom. Ne koristite instrument izravno na suhoj koži.
3. Držite instrument u bliskom kontaktu s kožom i klizi njom konstantnom brzinom, u ovom trenutku osjetit ćete toplinsku snagu do dubine kože. Što je sporija brzina klizanja, to je jači osjećaj topline. Brzinu klizanja možete prilagoditi prema svom osjećaju. Tijekom rada, držite šest polova u kontaktu s kožom istovremeno. Slijedite načelo kretanja odozdo prema gore, iznutra prema van. Pomjerajte glavu u krugovima po licu, ponovite 5 puta.
4. Mogu se odabrati tri različite razine, prebacite ih u skladu s prilagođenošću kože. Veća snaga dovodi do boljeg učinka.
5. Nakon njege temeljito operite preostali gel na licu.
6. Nakon tretmana visoke temperature, donji sloj kože potrebno je umiriti i smiriti. Preporuča se korištenje hidratantne maske i obratiti pozornost na dnevnu zaštitu od sunca.

Korištenje



Pomicanje od gornjeg ruba ključne kosti do donjeg ruba brade (izbjegavanje grla)

Kruženje od brade do uha

Kruženje od usta do prednjeg dijela uha

Kruženje od nosa do jagodica

Kruženje sa strane nosa do jagodica (izbjegavajte sljepoočnicu)

Klizanje od unutarnjeg kuta oka prema vanjskom kutu oka i podizanje od kraja oka do kraja obrve (izbjegavanje očne jabučice i gornjeg kapka)

Podizanje od donjeg kapka oka do obrva, linija kose

Povlačenje s obrva do linije kose

Korištenje


1. Za svijetlu kožu preporučuje se koristiti jednom svaka 3-4 dana.
2. Za kožu, poput grube kože, suhe i stare kože, preporučuje se uporaba jednom u 1-2 dana.
3. Za svakodnevnu njegu kože dobre kvalitete, preporučuje se korištenje jednom u 1-2 tjedna.

Čišćenje

Pritisnite i držite tipku 1,5 sekundu da biste isključili instrument. Očistili ga alkoholnim maramicama ili mekim štapićima.

Punjenje

1. Spojite isporučeni USB kabel sa standardnim adapterom za mobilni telefon (DC 5V) i mikro USB priključkom uređaja.
2. Zvučni signal označava prelazak u stanje punjenja, a bijela LED dioda se pali i svijetli.
3. Kad je baterija puna, tri bijele LED diode su uvijek uključene, a bijele LED diode se gase nakon što se kabel za punjenje iskopča.
4. Tijekom punjenja tipke ne reagiraju



Sučelje za punjenje

Način odlaganja

1. Ako se ne koristi duže vrijeme, molimo vas da očistite proizvod i spremite ga na suho i prozračeno mjesto.
2. Proizvod odlažite van dohvata djece.

Najčešće postavljana pitanja

Ako se tijekom uporabe pojave bilo kakvi problemi, provjerite prema sljedećoj tablici. Ako ne možete riješiti probleme, obratite se postprodajnoj službi.

Pojava	Rješenja
Osjećate peckanje nakon korištenja instrumenta	Prije rada s instrumentom, gel se mora koristiti kao medij kako bi instrument došao u dodir s kožom. Bez gela osjetit ćete peckanje i to će izazvati negativne učinke na vašu kožu. Postoje tri razine snage, niska razina se preporučuje po prvi put. Za sljedeću operaciju možete mijenjati razine ovisno o stanju kože.
Koža postaje crvena i sjaji nakon korištenja instrumenta	RF instrument generira magnetsko polje na kožu visokofrekventnom RF impulsnom strujom, prodire u sloj dermisa, stvara toplinu i potiče regeneraciju kolagena kada toplinska energija dermalnog tkiva dosegne 45 °C - 50 °C. Normalno je da koža nakon korištenja instrumenta postane crvena i lagano natečena, a blijedi u roku od 30-60 minuta.
Automatski se isključuje nakon 10 minuta korištenja	Instrument dolazi s inteligentnom zaštitom vremena rada. Ako ne radite 10 minuta, instrument će automatski ući u način zaštite i isključiti se. Instrument možete ponovno uključiti da biste nastavili koristiti.
Instrument se ne uključuje	Pritisnite i držite tipku 1,5 sekundu za uključivanje ili isključivanje. Ako nema odgovora nakon 1,5 sekundi dugog pritiska, provjerite postoji li neki od sljedećih problema: 1. Je li snaga baterije dovoljna? 2. Radi li LED svjetlo tijekom punjenja normalno? 3. Je li proizvod prevruć?
Instrument se ne puni	Ako instrument ne reagira na punjenje, problem možete ukloniti na sljedeći način: 1. Provjerite je li adapter za punjenje neispravan. 2. Jesu li kabel za punjenje i priključak oštećeni? 3. Radi li LED indikator punjenja?

Napomena: Ne uranjajte instrument u vodu. Oštećenja instrumenta uzrokovana ljudskom greškom nisu pokrivena jamstvom.